

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'ESAME: SANGUE OCCULTO NELLE FECI

1. Ritirare i contenitori dal Laboratorio.
2. Togliere il tappo verde dal flacone girandolo di 180°. L'asticella per il campionamento delle feci è un prolungamento del tappo.
3. Prelevare un campione con l'estremità dell'asticella, passandola sulla superficie delle feci, oppure inserendola su 5 - 6 punti diversi.
4. Rimettere l'asticella di campionamento nel flacone del prelievo: allineare il tappo col flacone e quindi premerlo fino a sentire un clic.
5. Scuotere vigorosamente il flacone più volte dall'alto verso il basso.
6. In caso di raccolta multipla (es. raccolta di 3 campioni in 3 giorni diversi), si possono conservare i flaconi a basse temperature (2 - 10°) e consigliarli tutti insieme: **è importante segnare su ogni singolo flacone la data di raccolta.**
7. Portare in Laboratorio (nell'orario dalle ore 8.00 fino alle ore 9.00) il campione/i raccolto/i.



IMPORTANTE

- **Non effettuare l'esame durante il ciclo mestruale.**
- **I sanguinamenti da gengive o dal naso non costituiscono controindicazioni all'esecuzione del test.**